

NESTOSYL® BEHANDELING VAN KLOVEN AAN HANDEN EN VOETEN

Lees voor het gebruik alle informatie in de gebruiksaanwijzing goed door.

Nestosyl Behandeling van kloven aan handen en voeten is snelwerkend en doeltreffend bij behandeling van kloven aan handen en voeten en pijnlijke wondjes door losse velletjes rondom de nagels.

Eigenschappen

Nestosyl Behandeling van kloven aan handen en voeten is een sprayoplossing, die gemakkelijk met één hand aangebracht kan worden: ook op lastig te behandelen plekjes: tussen de vingers, gewrichten enz. De oplossing verandert in een onzichtbaar elastisch en luchtdoorlatend beschermend laagje, dat als een tweede huid werkt en vanzelf op natuurlijke wijze verdwijnt. Het filmlaagje vormt een barrière en beschermt de kloven tegen water, vuil en bacteriën. Dankzij de originele formule Eugelink® verlicht het de pijn; het stimuleert de wondgenezing en voorkomt dat de kloofjes weer opengaan, hetgeen het natuurlijke genezingsproces vergemakkelijkt. Het product bevat geen latex en is hypoallergeen.



Aanwijzingen voor het gebruik

Het te behandelen deel vóór het aanbrengen reinigen, ontsmetten en laten drogen.

- 1) Vóór het gebruik goed schudden.
- 2) Houd de flacon met de vingers vast terwijl u de dop verwijdert.
- 3) Houd de spuitbus ondersteboven en plaats het spuitkopje tussen uw wijsvinger en uw middelvinger en druk vervolgens de spray in.
- 4) Spuit vanaf een afstand van ongeveer een halve cm of rechtstreeks op het te behandelen deel. De vloeistof droogt binnen 40 seconden en vormt een beschermend filmlaagje, dat op een doorzichtige en waterafstotende pleister lijkt. Bij één keer drukken wordt één enkele dosis gespoten die nodig is voor een behandeling. Herhaal de handeling indien nodig om de plek nog beter af te dekken. Breng deze spray 1 keer per dag aan.

Vorzorgsmaatregelen

Niet gebruiken op brandwonden en geïnfecteerde wonden. Vermijd elk contact met ogen, mond, slijmvliezen, genitaliën en borsten.

Een licht, kortdurend gevoel van spanning en branderigheid is normaal. Raadpleeg uw arts bij hardnekkige ontstekingen en infecties.

Waarschuwingen

De houder staat onder druk. Niet blootstellen aan zon en temperaturen boven de 50°C. Uit de buurt van vuur en andere verbrandingsbronnen houden. Niet in de buurt roken. Niet op vuur of gloeiende voorwerpen spuiten. Maak ook na het gebruik geen gaten in de spuitbus en verbrand deze nooit. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Houdbaarheid staat op de verpakking.

Verpakking

Sprayflacon met 9 ml vloeistof, doosje en bijsluiter.

■ Sixtem Life Srl,
Via Adige 34,
50019 Sesto F.no (FI) Italy
www.sixtemlife.it

Distributeur:
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Meppel

Inhoud 9 ml  25



Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november 2012.

3878/1301

Ref. RHA0810/NL / REV.00 del 19/12/12

voor meer informatie www.nestosyl.nl

NESTOSYL®